

LAVE-VERRE LIQUIDE

Assure le lavage automatique des verres et des tasses en eau douce / eau dure

Développement durable

- ✓ Contient 96,4% de matières inorganiques et organiques facilement biodégradables.
- ✓ Formulation concentrée: flacon doseur permettant de respecter la dose d'emploi.

Une détergence haute performance

- Nettoie rapidement la verrerie et les tasses.
- Excellent résultat en brillance.
- Séchage rapide et sans traces.

Indications

- Produit destiné au lavage automatique des verres et des tasses en lave-verre. Efficace en eau dure et douce.

Composition

- Agents dispersants et anti traces en milieu fortement alcalin.

Mode d'emploi

- Mettre deux doses de 20 ml au départ, si la cuve du lave-verre reste pleine d'eau après chaque lavage.
- Recharger tous les 4 lavages avec une dose de 20 ml.
- Si le lave-verre se vide totalement après chaque lavage, mettre 20 ml par lavage.
- Rincer la vaisselle à l'eau claire et laisser sécher.

Données physico-chimiques

- Solution incolore.
- Densité à +20°C : $\approx 1,24$
- pH du produit pur à +20°C : ≈ 12
- pH du produit dilué à +20°C : $\approx 11,1$ (0,3%) ; $\approx 11,7$ (0,5 %)

Données réglementaires

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Stockage : entre +5°C et +35°C.
- Fabriqué en France.

Conditionnement

- 6 flacons — 1L réf : 1624224



USAGE PROFESSIONNEL

La différence par la performance

laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille - Hellemmes • France
Tél : + 33 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com