

# Pro ephy.

## GANT VINYLE NON POUDRÉ

### Gant fin à usage unique

Confortable et résistant

Convient en milieu médical  
ou agro-alimentaire



Ne convient pas  
pour des aliments gras.  
*Do not use  
with fatty foods.*



EUN°10/2011



**CE**  
Comply to MDR 2017/745 Class I.  
2777 Comply to PPE REGULATION 2016/425 Cat. III

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

**GEH**

Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr



### > Utilisation

Excellent confort d'utilisation pour un usage médical ou autre - non stérile. Gant fin et très résistant, de très bonne préhension, sans latex, hypoallergénique.

### > Composition

100 % PVC (polychlorure de vinyle, non poudré).

### > Caractéristiques

- Gant ambidextre
- Gantage et dégantage facilités par une enduction intérieure.
- AQL : ..... 1,5
- Couleur : ..... Naturel
- Poudrage : ..... Sans
- Protéines : ..... Sans
- Bord : ..... Roulé (améliore la résistance à la déchirure)
- Dextérité : ..... Niveau de performance 5



### TAILLES & DIMENSIONS

Taille	Longueur (mm) (+/- 5)	Largeur (mm) (+/- 5)	Épaisseur (mm) (+/- 0,03) Doigt	Épaisseur (mm) (+/- 0,03) Paume
T 6/7 S	240	85	0,08	0,08
T 7/8 M	240	95	0,08	0,08
T 8/9 L	240	105	0,08	0,08
T 9/10 XL	240	115	0,08	0,08

**AQL = 1,5**  
Level 2

**N 455 - 1/2/3/4**  
**EN 374 - 1/5**

EN ISO 374-1:2016/ Type B



EN ISO 374-5:2016



Ce produit a été fabriqué suivant les exigences du règlement UE 2016/425, pour usage selon la norme EN ISO 21420:2020 , des conditions générales,EN ISO 374-1:2016, de protection face aux risques chimiques et EN ISO 374-5:2016 de protection face aux micro-organismes et virus, qui leur sont applicables, comme exprimé au certificat émis par SATRA Technology Europe Limited, Bracknell Business Park, Clonee, D15YN2P, République d'Irlande, Organisme notifié CE 2777. Conformes aux exigences du règlement UE 2017/745 du parlement européen et du conseil du 5 mai 2017, relatif aux dispositifs médicaux.

### > Précautions d'emploi

Gant à usage unique. Ne pas réutiliser. Usage général. Stockage : protéger de la chaleur, de l'humidité et de la lumière intense. Utilisation réservée aux professionnels.

### > Logistique

	T 6/7 : S	T 7/8 : M	T 8/9 : L	T 9/10 : XL
Cdt	boîte (100 unités)	boîte (100 unités)	boîte (100 unités)	boîte (100 unités)
Colis	10 boîtes	10 boîtes	10 boîtes	10 boîtes
Colis dim ext (cm)	31,5 x 25 x 24 H			
Poids brut	5,6 kg	6,1 kg	6,6 kg	7,1 kg
Code produit	<b>010129</b>	<b>010130</b>	<b>010131</b>	<b>010132</b>

401499

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION**