



Masterbio

DOSAGE ÉLECTRONIQUE • VAISSELLE • CUISINE PROFESSIONNELLE



Les «Masterbio» sont des doseurs électroniques de transfert de produits enzymatiques pour le traitement des canalisations et bacs à graisses.

Le Masterbio Microswitch est une version avec l'apport d'une dose initiale lors du 1er remplissage du bac.

Le Masterbio Produits Solvantés permet l'utilisation de produits parfumés ou solvantés à base de terpène.

Tous nos modèles de Masterbio ont un débit de 1500ml/h.



Masterbio



Microswitch



Produits solvantés

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Coffret moulé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débit de Pompe péristaltique | 1500 ml/h | 1500 ml/h | 1500 ml/h |
| Hauteur d'aspiration maximum | 3m | 3m | 3m |
| Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type de Kit tuyau | Silicone | Silicone | Viton |
| Tension | 24V | 24V | 24V |
| Pression de refoulement | 0.8b | 0.8b | 0.8b |

- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz - 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
- Gestion du débit par horloge digitale - réglage simplifié et précis
- Transformateur 220V / 24V incorporé
- Raccordement facile de l'appareil

Version sans option

- Kit Tuyau (silicone ou Viton selon modèle)
- Tuyau Ø4x6 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Embout droit noir pour raccordement du tuyau

Version avec option

- Kit Tuyau (silicone ou Viton selon modèle)
- Tuyau Ø4x6 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Embout droit noir our raccordement du tuyau
- Robinet de Piquage avec Electrovanne
- Raccord en Y

Accessoires



Robinet de piquage
équipé d'une électro-
vanne



Raccord en Y
pour raccordement
des tuyaux




Support Bidon
en acier inoxydable
5L / 10L / 25L



Embout noir
existe en version
droit ou coudé



Tuyau Ø4x6
Tuyau polyéthylène



Gestion du débit par horloge digitale

CE RoHS

Nouveau Catalogue
Pièces Détachées

Retrouvez toutes les Pièces Détachées des appareils "Masterbio" sur le Catalogue Pièces détachées Masterbio. Disponible sur demande auprès de notre service commercial.

à savoir...

En cas de coupure de courant, la pile de l'horloge du Masterbio permet de sauvegarder les programmations du doseur. Aucune perte de données de l'appareil.